


medisun® GS-10 / PS-20

INNOWACYJNA TERAPIA NA NADPOTLIWOŚĆ

Przyjazna i bezbolesna terapia na nadpotliwość, bez skutków ubocznych.



medisun[®] GS-10 / PS-20

INNOWACYJNA TERAPIA PRĄDOWO-PULSOWA NA NADPOTLIWOŚĆ

Okolo 1% populacji cierpi na nadmierne pocenie się rąk, stóp i pach. Terapia medisun to od wielu lat, akceptowany przez naukowe środowisko sposób walki z nadmierną potliwością. Kuracja może prowadzić do stanu normalnej suchości skóry w 98% bez farmakologicznych i chirurgicznych zabiegów. Terapia medisun na nadmierną potliwość jest absolutnie bezpieczna i prawie całkowicie bezbolesna. Przeprowadzona poprawnie, nie wywołuje żadnych skutków ubocznych. Kuracja składa się z kąpieli rąk i nóg. Specjalne gąbczaste podkładki są używane do

leczenia pach i twarzy. Siła prądu może być indywidualnie dopasowywana a skala maksimum jest ograniczona. Wyrafinowane funkcje bezpieczeństwa np. zabezpieczenie przeciw porażeniu prądem i inteligentny pomiar poziomu zanurzenia, w tym funkcja kontroli nadmiernego stosowania terapii, zapewniają maksymalną łatwość obsługi urządzenia medisun.

medisun[®] GS-10 – Wersja podstawowa


Medisun[®] GS-10 to urządzenie do jonoforezy w środowisku wodnym – leczenie nadmiernej potliwości.



medisun® PS-20 – Wersja premium

CO WYRÓŻNIA medisun® PS-20

- W terapii prądem pulsacyjnym, prąd dociera do nas z korzystną częstotliwością z punktu widzenia fizjologicznego. Dzięki temu terapia staje się prawie bezbolesna.
- PS-20 może zapisać trzy różne programy terapii (np. dłonie, stopy, ręce) . Dzięki temu przeprowadzenie zabiegu jest jeszcze prostsze, a cała procedura jest bardziej zautomatyzowana.
- Funkcja Sense umożliwia redukcję mocy wyjściowej do 50%. Dzięki tej funkcji pacjenci bardziej wrażliwi na ból mogą być traktowani bardziej indywidualnie i kontrolować moc zabiegu. Sprawdza się to również w terapii pach i twarzy.



ZALETY TECHNICZNE medisun® GS-10 / PS-20

- Pakiet bezpieczeństwa z ograniczeniem prądu i ochroną przed porażeniem prądem elektrycznym
- System kontroli zapobiegający nadmiernemu stosowaniu terapii oraz inteligentny monitoring poziomu zanurzenia
- Może być używane bez osoby asystującej
- Natężenie terapii można regulować nawet podczas trwania terapii
- Automatyczne rozpoczęcie terapii bez konieczności używania przycisków zewnętrznych
- Inteligentne sterowanie mikroprocesorem z funkcją pamięci i czasu
- Szybka i łatwa w czyszczeniu klawiatura membranova
- Praca z 12 V bezpiecznym zasilaczem

Akcesoria



Wanienki zabiegowe



Elektrody pod pachy

The medisun[®] - Podsumowanie

PROCES LECZENIA

Leczenie składa się z dwóch faz. W pierwszym etapie (leczenie początkowe), terapii dany lekarz instruuje i przeprowadza zabieg. Wydzielanie potu powinno się znormalizować po około 10 zabiegach. Monitorowanie przez lekarza zapewnia potwierdzenie początkowych sukcesów. Obszary ciała poddawane terapii są zanurzane w kuwecie wypełnionej wodą, przez którą przepływa prąd stały. Natężenie prądu jest zwiększane do momentu, kiedy pacjent zaczyna odczuwać jego działanie w postaci mrowienia. W przypadku leczenia nadpotliwości pod pachami konieczne jest zastosowanie zwilżanych poduszek z elektrodami. Ze względu na odwracalny charakter terapii medisun, wskazane jest długoterminowe leczenie, które pacjent może sam wykonywać w domu za pomocą własnego urządzenia (druga faza). W zależności od stopnia zaawansowania stanu pacjen-



URZĄDZENIE

Urządzenia do domowej terapii medisun charakteryzują się prostą obsługą i najwyższą niezawodnością przy maksymalnej efektywności. Koncepcja urządzenia powstała przy współpracy z szpitalami uniwersyteckimi. Podstawowa wersja medisun GS-10 pozwala na stosowanie metody bezpośredniego prądu. Wersja medisun GS-20 dodatkowo oferuje bardziej korzystny tryb pulsacyjnego prądu oraz inne dodatkowe udogodnienia dla komfortowej terapii.

BEZPIECZEŃSTWO

Urządzenie medisun to certyfikowane (certyfikat CE) urządzenia medyczne. Dzięki systemowi kontroli, wspomaganemu przez inteligentny mikroprocesor, wartości dawek są spójne i powtarzalne. Dzięki wyrafinowanym rozwiązaniom technicznym takim jak: ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym, inteligentny pomiar zanurzenia, funkcja kontroli nadużycia terapii, oraz ogólna łatwość obsługi, urządzenia medisun zapewniają pełnię bezpieczeństwa.

PRZECIWWSKAZANIA

Pacjenci z rozrusznikami serca, metalowymi implantami oraz duże wady skórne, ciąża.